



Artikulator 5032

- Anatomischer Edelstahl-Mittelwertartikulator
- Zentrische Verriegelung
- Anatomische Gelenkbahn mit Rückstellfeder
- Arbeiten ohne Inzisalstange möglich
- Sehr gute Sicht von hinten
- Sehr gute Standstabilität
- Anti-Schocksystem
- Zusätzliche Zentrierschraube
- Austauschbare Magnet-Montageplatten



**ORIGINAL
ASA DENTAL**

Artikulator 5032

- inkl. 1 Paar Magnet-Montageplatten
- 1 Paar Distanzplatten
- 1 Paar Lang- & Kurzschrauben
- 2 Paar Magnete

Gewicht	700g
Öffnung	180°
Kondylenbahnneigung	fest auf 30°
Lichte Höhe	85 mm
Interkondylarabstand	120 mm
Inzisaltisch	10°
Bennetwinkel	fest auf 7°
Haltestift	180°

1 St. 99,-- €

AKTION 3 St. + 1 kostenlos

Zubehör für Artikulator 5032

<input type="checkbox"/> Montageplatten 5000-1	_____ à 1 Paar	7,40 €
<input type="checkbox"/> Magnet-Montageplatten 5000-1M	_____ à 1 Paar	28,80 €
<input type="checkbox"/> Distanzplatten 5030-29	_____ à 1 Paar	2,40 €

Gesichtsbogen S5020 ASA DENTAL

Gesichtsbogen mit 3 Bissgabeln und
Transferteil für Artikulator 5032

1 St. 189,-- €
 _____ ab 3 St. à 179,-- €



Bestellung leicht gemacht!
Seite abtrennen, ausfüllen
und per Fax versenden!

07663/5202

Sichern Sie sich
3% Rabatt
neben unseren
unschlagbaren
Preisen.
Nehmen Sie an
unserem risikolosen
Lastschriftverfahren teil.

Nicht vergessen:

Unterschrift/Stempel