

Zubehör Dubliersilikone Logosil Knetsilikone

Dosierpumpen

aus Kunststoff für 6 kg-Kanister.
Pumpe mit Deckel



- Pumpe Komp. A (weiß) € 19,60
- Pumpe Komp. B (rot) € 19,60

Bei der ersten Bestellung von Dubliersilikon erhalten Sie 2 Dosierpumpen **gratis!**



- Dublierküvette € 25,-

Neutrasil

Spezialflüssigkeit auf Alkoholbasis zum Entspannen von Silikonoberflächen. Neutrasil verbessert das Fließverhalten der Einbettmasse und erleichtert die Herstellung perfekter Duplikatmodelle.

- **Nicht für Alginate, Hydrocolloide und Polyether geeignet.**



- 250 ml Pumpsprayflasche € 19,80
- 1000 ml Nachfüllflasche € 47,50

Neutralit

Flüssigkeit zum universellen Reinigen, Neutralisieren und Entspannen von Silikon-, Wachs-, Metall- und Kunststoffoberflächen. Neutralit bildet keinen Film und ist mit allen Abdruck- und Dubliermaterialien auf Silikonbasis verträglich.

- **Nicht für Alginate, Hydrocolloide und Polyether geeignet.**



- 250 ml Pumpsprayflasche € 20,40
- 1000 ml Nachfüllflasche € 47,50

Gipsil

Verlaufsmittel auf tensidischer Basis, speziell zur Herstellung blasenfreier Gipsmodelle in Abformung aus Silikon und Polyether.



- 250 ml Pumpsprayflasche € 13,50
- 1000 ml Nachfüllflasche € 40,-

LOGOSIL MULTI


Shore A85 oder Shore A90

Additionsvernetzendes Knetsilikon 1:1

- exakte Detailwiedergabe
- klebefrei
- hitzebeständig
- kochfest
- hervorragende mechanische Eigenschaften

Basis blau – Katalysator grau

- Shore A85
- Shore A90
- 2 x 1,5 kg Komp. A+B € 79,-
- 1 Einheit á 2 x 5 kg Komp. A+B € 219,-



LOGOSIL B

Shore A90

Kondensationsvernetzendes Knetsilikon mit Härterpaste

- klebefreie, geschmeidige Anfangskonsistenz
- sehr hohe Endhärte
- praktisches Anmischen mit Härterpaste in Kontrastfarbe
- zeichnungsgenau
- leicht beschneidbar

Endhärte: Shore A90 nach 5 Min.

Farbe blau – Härterpaste rot

- 1 x 5 kg Eimer € 85,-
inkl. 3 Tuben Härterpaste
- 1 x 10 kg Eimer € 156,-
inkl. 6 Tuben Härterpaste
- 1 x 40 g Härterpaste (Tube) € 8,-

Dosierautomat DA 2000

für Dubliersilikone – höchste Qualität und neueste Technologie!

DOSIEREN SIE SCHON ODER SCHÄTZEN SIE NOCH?

Mit dem DA 2000 dosieren Sie präzise nur die Menge Silikon, die Sie wirklich benötigen! Die aufwändige Anmischung im Vakuummixer entfällt, so sparen Sie bis zu **1 € pro Dublierung**. Bei ca. 5 Dublierungen pro Tag amortisiert sich das Gerät bereits nach einem Jahr!



Anwendungsgebiet

Dosieren und Mischen von additionsvernetzenden 1:1-Zweikomponenten-Silikon. Eine gleichmäßige Dosierung erhält man durch die Verwendung von Komponenten mit gleicher Viskosität.

Vorteile

- Auf Knopfdruck automatisch homogen aufbereitete, verlust- und blasenfrei anzuwendende Silikonmasse.
- Mischkopf mit 2 getrennten Austrittsöffnungen – ein Vermischen der A- und B-Komponenten ist so ausgeschlossen.
- Zwangsmischung durch Einweg-Mischkanüle mit Bajonettverschluss.
- Material- und zeitsparend durch Befüllen mehrerer Küvetten mit einer Mischkanüle.
- Behältnisse mittels Schnellverschluss direkt am Gerät aufsetzbar.

Zum Aktionspreis von nur **1.340,00 €**

Technische Daten

Abmessungen: Höhe 330 x Breite 245 x Tiefe 370 mm
Gewicht: 12,5 kg
Anschluss: 220-240 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 250 Watt
Lackierung: weiß

- 6kg Kanister (A/B) Art.:101513 Schnellkupplung Set **24,50 €**
- 1kg Kanister (A/B) Art.:101519 Schnellkupplung Set **47,00 €**

Lieferumfang

- Dosierautomat DA 2000
- 10 Mischkanülen

Nicht vergessen

Unterschrift / Stempel


Nicht vergessen

Unterschrift / Stempel

Dublierzubehör

Fixiervorrichtung


Vorrichtung zum Einsetzen der Stabilisierungsplatte bei der küvettenlosen SILADENT-Dublierung.



- 1 Fixiervorrichtung € 89,60
inkl. 3 Stabilisierungsplatten nach Wahl
- Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4

Stabilisierungsplatte, weiß

Zur Stabilisierung der Silikonform beim küvettenlosen SILADENT-Dublierverfahren (Patent-Nr. DBP 36 44 997).



- Gr. 1 57 x 44 mm 1 St. € 6,50
- Gr. 2 62 x 48 mm 1 St. € 6,50
- Gr. 3 66 x 55 mm 1 St. € 6,50
- Gr. 4 72 x 60 mm 1 St. € 6,50

Dublierkreuz

Vorrichtung zum küvettenlosen Dublieren ohne Fixiervorrichtung. Praktisches Hilfsmittel, wenn die Dublierung unter Druck ausvulkanisieren soll.



- Dublierkreuz 3 St. € 19,50

Dublierklebeband

Dubliermanschette für das patentierte küvettenlose SILADENT-Dublierverfahren (Patent-Nr. 36 00 736).



- 40 m Dublierklebeband € 39,60

Dublierklebeband mit Sicherheitsdistanz-Klebefläche

Klebeband mit dickerem Klebestreifen für einen größeren Abstand zwischen Modell und Dubliersilikon.



- 25 m Dublierklebeband mit Sicherheitsdistanz-Klebefläche € 46,20

Kreppband

Kreppklebestreifen für die Modellgussüberbettung (Patent-Nr. DBP 36 00 736). Vorteile gegenüber herkömmlichen Muffelformen:



- Durch die Riffelung des Kreppbandes wird die Oberfläche der Muffelaußenwand erheblich vergrößert.
- Dadurch wird die aufgenommene Wärmemenge beim Vorwärmen erhöht.
- Sie sparen Einbettmasse und Platz im Ofen.

- 25 m Kreppband € 43,70

Gusstrichterformer

Aus flexiblem Spritzkunststoff für mehrmalige Verwendung zur Herstellung des Gusstrichters bei Modellgussmuffeln.



- 100 Stück € 39,-

LOGOSIL FL additionsvernetzende Dubliersilikone 1:1

LOGOSIL FL 16/18 N türkis

Hochwertiges additionsvernetzendes Dubliersilikon mit niedriger Endhärte Shore A16/18. Nur für Küvettenlublierung empfohlen.



- hohe Zeichnungsgenauigkeit
- Modelle leicht entformbar durch geringe Endhärte
- für Dosierautomaten geeignet
- N = normalhärtend (30/45 Min.)**

- 2 x 1 kg Komp. A+B € 57,20
- 1 Einheit á 2 x 6 kg Komp. A+B € 304,-
- Ab 3 Einheiten á 2 x 6 kg Komp. A+B je € 243,-
(20 % Ersparnis)

LOGOSIL FL 24 N rosé

Hochwertiges additionsvernetzendes Dubliersilikon mit allen Voraussetzungen für die Klebeband- und Küvettenteknik. Endhärte Shore A24



- einfach und sparsam zu dosieren
- gute dünnfließende Konsistenz
- für Dosierautomaten geeignet
- N = normalhärtend (30/45 Min.)**

- 2 x 1 kg Komp. A+B € 60,50
- 1 Einheit á 2 x 6 kg Komp. A+B € 323,-
- Ab 3 Einheiten á 2 x 6 kg Komp. A+B je € 258,40
(20 % Ersparnis)



LOGOSIL FL 24 S gelb

Ein additionsvernetzendes und schnell ausvulkanisierbares Dubliersilikon, speziell für eilige Arbeiten in der Klebeband- und Küvetten-Technik entwickelt.

Endhärte Shore A24

- bereits nach 10 Minuten entformbar
- hohe Reißfestigkeit und weiter Reißwiderstand
- gute dünnfließende Konsistenz
- für Dosierautomaten geeignet

S = schnellhärtend, bereits nach 10 Min. abformbar

- 2 x 1 kg Komp. A+B € 62,60
- 1 Einheit á 2 x 6 kg Komp. A+B € 334,-
- Ab 3 Einheiten á 2 x 6 kg Komp. A+B je € 267,20
(20 % Ersparnis)

Das „schnellste“ unter den Dubliersilikonen, da nach 10 Min. abformbar!



Postfach 1261 • 79265 Bötzingen info@logo-dent.de
Tel. +49 7663 3094 • Fax +49 7663 5202 www.logo-dent.de

Die angegebenen Preise gelten pro Stück/Einheit zzgl. MwSt. • Stand 07/2019 • Preisänderungen vorbehalten.

Nicht vergessen

Unterschrift / Stempel



Postfach 1261 • 79265 Bötzingen info@logo-dent.de
Tel. +49 7663 3094 • Fax +49 7663 5202 www.logo-dent.de

Die angegebenen Preise gelten pro Stück/Einheit zzgl. MwSt. • Stand 07/2019 • Preisänderungen vorbehalten.

Nicht vergessen

Unterschrift / Stempel